

ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΤΟΥΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	33 – 37° C
ΑΝΟΔΙΑ	ΕΠΙΠΛΑΤΙΝΩΜΕΝΟ ΤΙΤΑΝΙΟ
ΚΙΝΗΣΗ	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
VOLTS	2,5 – 3,5 V

MICRON GOLD PLATING BATH AC

TEMPERATURE	33 – 37o C
ANODIUM	PLATINUM TITANIUM
MOVEMENT	REQUIRED
VOLTS	2,5 – 3,5 V